

Datum _____
 Rechnungsadresse _____

Kundennummer C- _____
 Ansprechpartner _____
 Kommission _____
 Abweichende Lieferadresse _____

Rechnungsanschrift = Lieferadr.

Angebot

DECON E-DRIVE



HMV-Nummer: 18.99.05.1014

Bitte fügen Sie diesen Anpassbogen zu dem vom Rollstuhl bei. Decon E-Drive ist kompatibel mit allen manuellen Netti Rollstühlen. Montage am Netti Rollstuhl ist inklusiv.

■ = Standardausstattung

	Bezeichnung	VK-Aufpreis in CHF
D70001	■ Decon E-Drive in der Standard Ausführung wie unten beschrieben inkl. Adapter für Montage am gewählten Netti Rollstuhl.	7'492.50
Batterie und Ladegerät		
Standard	■ NiMH Batterie mit einer max. Reichweite von ca. 15 km	0.-
D70011	<input type="checkbox"/> Lithium-Ionen Batterie mit einer max. Reichweite von ca. 35 km	1'040.-
Standard	■ Batterie Ladegerät 100-240V	0.-
D70021	<input type="checkbox"/> Ladebuchse für Auto 12V	182.40
Benutzergewicht		
Standard	■ Max. Benutzergewicht 125 kg	0.-
D70031	<input type="checkbox"/> Schwerlast Version – max. Benutzergewicht 150 kg mit 20", 22", 24" oder 26" Räder Greifreifen und Speichen sind aus stärkerem Material gefertigt.	336.-

ALUREHAB Vertriebs- und Servicepartner Schweiz: Rehasys AG, Roggenstrasse 3, CH-4665 Oftringen
 Tel. 061 487 94 44, Fax 061 487 94 49, info@rehasys.ch

Radgrößen und Zubehör			
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Anti-Kippstützen	0.00
D71000	<input type="checkbox"/>	16" Flexel Räder mit Feinprofil	249.60
D71001	<input type="checkbox"/>	20" Lufträder mit Feinprofil und Aluminium Greifreifen	249.60
D71002	<input type="checkbox"/>	22" Lufträder mit Feinprofil und Aluminium Greifreifen	249.60
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	24" x 1 3/8 Lufträder mit Grobprofil und Aluminium Greifreifen	0.00
D71003	<input type="checkbox"/>	26" Lufträder mit Feinprofil und Aluminium Greifreifen (nur erhältlich für die Netti III Familie)	336.00
D71004	<input type="checkbox"/>	PU Räder (erhältlich in den Größen 20", 22", 24" und 26")	60.80
D71005	<input type="checkbox"/>	Speichenschutz, transparent (erhältlich für 20"-26" Räder)	169.60



[A]



[B]



[C]

Joystick				
Standard/ D71006	<input checked="" type="checkbox"/>	Joystick für den Nutzer mit Schwingarm [A]	<input checked="" type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Links	0.00
D71007R/ D71007L	<input type="checkbox"/>	Joystick zur Begleitperson hinweisend montiert	<input checked="" type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Links	0.00
D71008R/ D71008L	<input type="checkbox"/>	Begleitsteuerung statt Joystick für den Nutzer [B]	<input checked="" type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Links	0.00
D71009R/ D71009L	<input type="checkbox"/>	Zusätzlicher Joystick für die Begleitperson [2xA]	<input checked="" type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Links	1'080.00
D71010R/ D71010L	<input type="checkbox"/>	Begleitsteuerung zusätzlich zum Joystick [A+B]	<input checked="" type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Links	697.60
D71011	<input type="checkbox"/>	Intuitive Begleitsteuerung statt Joystick [C]		1'264.00



[A]



[B]

Montage der Batterie			
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Hinter der Rückenlehne in einer Tasche [A]	0.00
D71012	<input type="checkbox"/>	Am Rad montiert (diese Option ist nur bei der Netti 4U Familie möglich) [B]	0.00

ALUREHAB Vertriebs- und Servicepartner Schweiz: Rehasys AG, Roggenstrasse 3, CH-4665 Oftringen
 Tel. 061 487 94 44, Fax 061 487 94 49, info@rehasys.ch

Technische Daten

Motor	Yamaha-Motoren: 24V, 120W
Batterietypen	NiMH-Batterie, 24V x 6.7Ah - Reichweite 15 km Lithium-Ionen Batterie, 25V x 11.8Ah - Reichweite 35 km
Radgewicht	7 kg
Gesamtgewicht	16 kg (Inkl. NiMH Batterie) 17,5 kg (Inkl. Lithium-Ionen Batterie)
Rollstuhl Gesamtbreite	Netti 4U CED: Sitzbreite + ca. 22 cm Netti III Family: Sitzbreite + ca. 26 cm E-Drive vergrößert die Gesamtbreite um ca. 4 cm
Radgrößen	16", 20", 22", 24", 26"
Reifendruck	6 Bar, 600 kPa
Geschwindigkeit	0-6 km/h
Maximale Reichweite bei vollgeladener Batterie	Ca. 15 km mit NiMH Batterie/ Ca. 35 km mit Lithium-Ionen Batterie gemäß ISO 7176-4
Sicherung	30 A (flach)
Max. Benutzergewicht	Bis zu 125 kg
Max. Benutzergewicht 'Schwerlast'	Bis zu 150 kg Greifreifen und Speichen sind aus stärkerem Material gefertigt
Max. Steigung	6°
CE-Kennzeichnung	Erfüllt EU-Richtlinie 93/42/EEC
Joystick	Kontaktlose Erkennung mit Einzelchip/ Std. rechts am Schwingarm montiert
Kraftumstellung	Durch optionale Feder (zur individuellen Optimierung)
USB Ladegerät	USB Anschluss (5V, 500 mA max.)
Anzeigevorrichtung	LCD (senkrecht ausgerichtet)
Parametereinstellung	Onboard (Joystick) / über PC (Smart Tune)
Batterieladegerät	100 bis 240V AC, 50/60Hz (Standard) Ein Adapter für Autos ist als Zubehör erhältlich
Nennleistung	37V, 26A (beim Laden)
Ladezeit	Normale Ladezeit ca. 2-3 Stunden
Kombinationsmöglichkeiten	Bitte schicken Sie uns eine Anfrage bei einer Kombination mit anderen Optionen vom gewählten Rollstuhl, da einige Kombinationen nicht möglich sind.

ALUREHAB Vertriebs- und Servicepartner Schweiz: Rehasys AG, Roggenstrasse 3, CH-4665 Oftringen
Tel. 061 487 94 44, Fax 061 487 94 49, info@rehasys.ch