

Datum _____

Kundennummer C- _____

Rechnungsadresse _____

Ansprechpartner _____

Kommission _____

Abweichende Lieferadresse _____

Rechnungsanschrift = Lieferadr.

Angebot

DECON E-MOVE



HMV-Nummer: 18.99.08.1013

Bitte fügen Sie diesen Anpassbogen zu dem vom Rollstuhl bei. Decon E-Move ist kompatibel mit allen manuellen Netti Rollstühlen. Montage am Netti Rollstuhl ist inklusiv.

■ = Standardausstattung

Nummer	Bezeichnung	VK-Aufpreis in CHF
D70002	■ Decon E-Move in der Standard Ausführung wie unten beschrieben inkl. Adapter für Montage am gewählten Netti Rollstuhl.	8'167.50

Batterie und Ladegerät

Standard	■ NiMH Batterie mit einer max. Reichweite von ca. 20 km	0.00
D70012	<input type="checkbox"/> Lithium-Ionen Batterie mit einer max. Reichweite von ca. 35 km	1'086.40
Standard	■ Batterie Ladegerät	0.00
D70022	<input type="checkbox"/> Ladebuchse für Auto	182.40

Benutzergewicht

Standard	■ Max. Benutzergewicht 130 kg	0.00
D70032	<input type="checkbox"/> Schwerlast Version – max. Benutzergewicht 150 kg Greifreifen und Speichen sind aus stärkerem Material gefertigt.	232.00

Radgröße

D72001	<input type="checkbox"/> 20" Lufträder mit Feinprofil und Greifreifen aus rostfreiem Stahl	249.60
D72002	<input type="checkbox"/> 22" Lufträder mit Feinprofil und Greifreifen aus rostfreiem Stahl	249.60
Standard	■ 24" Lufträder mit Feinprofil und Greifreifen aus rostfreiem Stahl	0.00
D72003	<input type="checkbox"/> 26" Lufträder mit Feinprofil und Greifreifen aus rostfreiem Stahl (nur erhältlich für die Netti III Familie)	336.00

ALUREHAB Vertriebs- und Servicepartner Schweiz: Rehasys AG, Roggenstrasse 3, CH-4665 Oftringen
 Tel. 061 487 94 44, Fax 061 487 94 49, info@rehasys.ch

Reifenmaterial

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Lufträder mit Feinprofil	0.00
D72004	<input type="checkbox"/>	PU-Räder	60.80

Greifreifen und Speichenschutz

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Greifreifen aus rostfreiem Stahl	0.00
D72005	<input type="checkbox"/>	Kompakt Poly Greifreifen	115.20
D72006	<input type="checkbox"/>	Poly Gel Greifreifen	156.80
D72007	<input type="checkbox"/>	Max Grip Greifreifen	284.80
D72008	<input type="checkbox"/>	Speichenschutz, transparent	169.60

Fahrprogramm

D72009	<input type="checkbox"/>	Zweites Fahrprofil Optionale zweite Profiltaste. Durch Knopfdruck kann zwischen zwei Fahrprofilen gewechselt werden. Die Fahreigenschaften können selbst programmiert werden, z.B. für ein Innen- und Außenprofil.	638.40
--------	--------------------------	---	--------

Flexibler Griff

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Ein/Aus Schalter	0.00
D72010	<input type="checkbox"/>	Ein/Aus Schalter Flexibler Griff um leichter den Ein-/Aus- Schalter zu erreichen, Länge 150 mm	704.00
D72011	<input type="checkbox"/>	Ein/Aus Schalter Flexibler Griff um leichter den Ein-/Aus- Schalter zu erreichen, Länge 210 mm	734.40
D72013	<input type="checkbox"/>	Zweiter Profilschalter Flexibler Griff um leichter den Fahrprofilschalter zu erreichen, Länge 150 mm	718.40
D72014	<input type="checkbox"/>	Zweiter Profilschalter Flexibler Griff um leichter den Fahrprofilschalter zu erreichen, Länge 210 mm	750.40

Montage der Batterie

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Hinter der Rückenlehne in einer Tasche	0.00
D72012	<input type="checkbox"/>	Am Rad montiert (diese Option ist nur bei der Netti 4U Familie möglich)	0.00

Technische Daten

Motor	Yamaha-Motoren : Servomotor, 24V 110W
Batterietypen	NiMH, 24 V, 6.7 Ah, (160.8 Wh) Reichweite 20 km Lithium-Ionen, 25 V, 11.8 Ah (280 Wh) Reichweite 35 km
Radgewicht	7 kg
Gesamtgewicht	17 kg (Inkl. NiMH Batterie) 18 kg (Inkl. Lithium-Ionen Batterie)
Rollstuhl Gesamtbreite	Netti 4U CED: Sitzbreite + ca. 22 cm Netti III Family: Sitzbreite + ca. 26 cm E-Move vergrößert die Gesamtbreite um ca. 4 cm
Radgrößen	20", 22", 24" oder 26"
Reifendruck	6 Bar, 600 kPa
Geschwindigkeit	0–6 km/h
Maximale Reichweite bei vollgeladener Batterie	Ca. 20 km mit NiMH Batterie ca. 35 km mit Lithium-Ionen Batterie gemäß ISO 7176-4
Sicherung	30A (flach)
Max. Benutzergewicht	130 kg
Max. Benutzergewicht 'Schwerlast'	150 kg
Max. Steigung	6°
CE Kennzeichnung	Erfüllt EU-Richtlinie 93/42/EEC
Batterieladegerät	100 bis 240V AC, 50/60H
Nennleistung	37V 26A (beim Laden)
Ladezeit	Normale Ladezeit ca. 2–3 Stunden bei NiMH & Lithium-Ionen. Wartungsladung NiMH: 3-13 Stunden, volle Kapazität (einmal alle 13-26 Ladevorgänge)
Kombinationsmöglichkeiten	Bitte schicken Sie uns eine Anfrage bei einer Kombination mit anderen Optionen vom gewählten Rollstuhl, da einige Kombinationen nicht möglich sind.