



**Das Elektromobil für Senioren.
In der Schweiz entwickelt.**



- Führerschein- und zulassungsfrei
- Hohe Ladekapazität bis 200 kg
- Hohe Reichweite bis zu 50 km

www.vintage-mobility.ch

Gatsby — Ja, es gibt Elektromobile in schön!

Senioren dürfen erwarten, dass Hilfsmittel schön sind und im Alltag Freude bereiten. Der Gatsby ist das erste Elektromobil, das diesen Erwartungen gerecht wird. Inspiriert vom unvergesslichen Ford Model T, ist der Gatsby die perfekte Mischung aus Funktionalität und Stil. TÜV-Zertifizierung und Zulassung als Medizinprodukt garantieren ein hochwertiges Qualitätsprodukt.



Technische Daten

Gatsby Modelle	Gatsby	Gatsby X
Fahrgeschwindigkeit	10 km/h	10 km/h
Max. Nutzergewicht	150 kg	200 kg
Batteriekapazität	55 Ah x 2	75 Ah x 2
Ladegerät	10 A	10 A
Max. potenzielle Reichweite	40 km	50 km
Motorleistung	950 W	950 W
Verstellbare Lenksäule	Ja	Ja
Voll-4-Rad-Federung	Ja	Ja
Luft-Bereifung	33 cm	33 cm
Gesamtbreite/-länge	665/1550 mm	665/1550 mm
Sitzbreite/-höhe	460/750 mm	460/750 mm
Mindestwendekreis	1940 mm	1940 mm
Gewicht inkl. Batterien	125 kg	150 kg
Farben	Schwarz, Rot, Pink, Grün	Schwarz, Rot, Pink, Grün
Preis inkl. MwSt.	CHF 4'450.-	CHF 4'950.-

Die enthaltenen Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden und sind ohne Gewähr.



Vintage Mobility

Roggenstrasse 3
4665 Oftringen
Schweiz

info@rehasys.ch
Tel. 0800 800 123
www.vintage-mobility.ch