

Datum _____ Kundennummer _____
 Rechnungsadresse _____ Ansprechpartner _____
 _____ Kommission _____
 _____ Abweichende Lieferadresse _____

 Rechnungsanschrift = Lieferanschrift Angebot

NETTI DYNAMIC KOMPLETTSYSTEM



Netti Dynamic Komplettsystem enthält als Standard eine Sitzeinheit mit dynamischer Sitzplatte, Armlehnen mit Handschutz, Rahmenverlängerung, längere Antiklappsicherungen, 2-Punkt Beckenstabilisator EVOFLEX der Firma Bodypoint und einen individuell gewählten Rückenzyylinder (siehe Seite 2).

Preis auf Anfrage – Sonderbau

Sitzbreiten	D20135HD	<input type="checkbox"/> 35 cm	Belastung: Max. 160 kg Sitzhöhe - Siehe Seite 13
	D20138HD	<input type="checkbox"/> 38 cm	
	D20140HD	<input type="checkbox"/> 40 cm	
	D20143HD	<input type="checkbox"/> 43 cm	
	D20145HD	<input type="checkbox"/> 45 cm	
	D20150HD	<input type="checkbox"/> 50 cm	

Bitte gewünschte Sitztiefeinstellung angeben

- 50 cm 47,5 cm 45,0 cm 42,5 cm 40,0 cm

Vor der Anwendung des Netti Dynamic Systems, sollte immer ein individuelles Versorgungskonzept mit einem geschulten Berater erfolgen. Für weitere Informationen besuchen Sie auch gerne unsere Homepage www.my-netti.de.



DYNAMISCHES SITZ- UND RÜCKEN SYSTEM

Für die Wahl des Zylinders kontaktieren Sie gerne Ihren Ansprechpartner im Außendienst.

Dynamic Gaszylinder für den Rückenwinkel 15° - nicht verriegelbar - inkl. dynamische Sitzeinheit Nicht zugelassen zum Autotransport, da Rückenwinkel nicht verriegelbar ist.

Rückeneinheit mit Dynamic Gaszylinder erlaubt 15°-Bewegung des Oberkörpers nach hinten. Die normale Rückenkantelung kann immer noch genutzt werden, und kann in jeder gewünschten Position festgestellt werden. Der Dynamic Zylinder kann nicht blockiert werden. Empfohlen für spastische Bewegungen, andauernde spastische Versteifungen, zur Steigerung des Komforts und für Vorbeugung.

- Dynamischer Gaszylinder 80 N
- Dynamischer Gaszylinder 120 N
- Dynamischer Gaszylinder 160 N



EVOFLEX-Beckenstabilisator: Bitte wählen Sie die Größe aus der Tabelle auf Seite 14.

- Größe: XS M L

Dynamic FREE Gaszylinder für den Rückenwinkel 40° - verriegelbar - inkl. dynamische Sitzeinheit

Rückeneinheit mit Dynamic Free Gaszylinder erlaubt bis zu 40°-Bewegung des Oberkörpers nach hinten. Die Neutralposition der Rückenlehne ist 92°. Die normale Rückenkantelung kann in jeder gewünschten Position fest eingestellt werden indem die dynamische Bewegung gleichzeitig blockiert wird, was z.B. bei Transport und Positionierung erforderlich ist. Die Rückenkantelung und Blockierung/Entriegelung der dynamischen Rückenbewegungen geschieht durch einen eigenen Dynamic-Handgriff. Der Dynamic Free Gaszylinder wird bei sehr starken spastischen Bewegungen empfohlen und auch bei besonders kraftvollen und plötzlichen Bewegungen.

- Dynamischer Gaszylinder FREE 200 N (SB 35 - 40 cm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 300 N (SB 35 - 40 cm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 400 N (SB 35 - 40 cm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 500 N (SB 35 - 40 cm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 600 N (SB 35 - 43 cm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 700 N (SB 35 - 43 cm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 800 N (SB 35 - 43 cm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 900 N (SB 45 - 50 cm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 1000 N (SB 45 - 50 cm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 1100 N (SB 45 - 40 cm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 1200 N (SB 45 - 50 cm)
- Dynamischer Gaszylinder FREE 1300 N (SB 45 - 50 cm)



Bitte entnehmen Sie die Gurtgröße der Tabelle auf Seite 14.

EVOFLEX-Beckenstabilisator Bodypoint – Größe : XS M L

D45040 <input type="checkbox"/>	Sicherheitsschutzkappe für 2-Punkt Beckenstabilisator XS/M/L	92.80 VK
D87903 <input type="checkbox"/>	Rückenwinkelbegrenzer (in verschiedenen Abständen von 116°-134° begrenzbar) für den Netti Dynamic Free Gaszylinder (Montage durch den Fachhandel)	48.00 VK



Alternativ zum 2-Punkt Beckenstabilisator:

- D86889 – Bodypoint 4-Punkt gepolsterter Beckenstabilisator – Größe XS
- D86893 – Bodypoint 4-Punkt gepolsterter Beckenstabilisator – Größe M
- D86894 – Bodypoint 4-Punkt gepolsterter Beckenstabilisator – Größe L

608.00 VK

ALUREHAB Vertriebs- und Servicepartner Schweiz: Rehasys AG, Roggenstrasse 3, CH-4665 Oftringen
Tel. 061 487 94 44, Fax 061 487 94 49, info@rehasys.ch

Bitte entnehmen Sie die Gurtgröße der Tabelle auf Seite 14.

DYNAMISCHES KOPFSTÜTZEN SYSTEM



D82746 Kopfstütze C mit Netti Dynamic System und Kopfstützenadapter aus Aluminium

Preis auf Anfrage

DYNAMISCHES BEINSTÜTZEN SYSTEM DUAL

Das Dual-System eignet sich für Nutzer, die die Fussplatte asymmetrisch (unterschiedliche Kraft und Ausdehnung von linkem und rechtem Bein) belasten. Der Ausgleich der Fusslängendifferenz kann über den optional erhältlichen Fusslängenadapter erfolgen.



D82296 Winkelregulierbare Beinstützen Dual mit Wadenplatten und Fußbrett, 100 N Std. 300 mm Justierstück (USL 45-60 cm)

Preis auf Anfrage

D82298 Optional inkl. 214 mm Justierstück (USL 30-45 cm)

D82318 Winkelregulierbare Beinstützen Dual mit Wadenplatten und Fußbrett, 100 N Einstellbar für verschiedene Oberschenkel­längen Std. 300 mm Justierstück (USL 45-60 cm)

D82319 Optional inkl. 214 mm Justierstück (USL 30-45 cm)

Zubehör für Netti Dynamic Beinstützen (für andere Beinstützenlösungen siehe Seite 6)

	D88211	<input type="checkbox"/>	Beinstützenober­teile winkelregulierbar mit Hebel statt Sterngriff für einfache Winkeleinstellung	128.00
SBI	D45245	<input type="checkbox"/>	Verstärktes automatisches Fussbrett­schloss - nicht möglich bei D82318/9 verschiedene Oberschenkel­längen	Preis auf Anfrage
SBI			Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert inkl. Montagesatz	
		<input type="checkbox"/>	D44863 S (L: 17-20 cm)	340.80
		<input type="checkbox"/>	D44864 M (L: 19-23 cm)	340.80
		<input type="checkbox"/>	D44865 L (L: 22-29 cm)	356.80
		<input type="checkbox"/>	D44904 XL (L: 28-33 cm)	390.40
SBI	D21081	<input type="checkbox"/>	Extra Abduktion bei Beinstützen (nicht möglich bei SB 43)	608.00
SBI	D21745	<input type="checkbox"/>	Polster für Wadenplattenwinkel - Paar - Skai Bezug	78.40
SBI	D41617	<input type="checkbox"/>	Wadenplattenpolster extraweich - Paar - 3D oder EC Bezug je nach Ausstattung des Grund­stuhls	304.00
SBI	D86900	<input type="checkbox"/>	Bodypoint Wadenband M	259.20
SBI	D86901	<input type="checkbox"/>	Bodypoint Wadenband L	259.20

SBI = Sonderbau/ Individuallösung

■ = Standardausstattung

Bitte schicken Sie uns eine Anfrage bei einer Kombination mit NDS Optionen, da einige Kombinationen nur als Sonderbau möglich sind.

RAHMEN

	Bestellnr.	Bezeichnung	VK-Aufpreis CHF
	Standard	■ Schiebegriffe 30 cm, höhenverstellbar und drehbar	0.00
	Standard	■ Antikippstützen als Ankipphilfe verwendbar	0.00
	Standard	■ Rahmenverlängerung, inkl. Bremsen auf dem unteren Rohr	0.00
SBI	D21808	<input type="checkbox"/> Schiebegriffe 50 cm, höhenverstellbar und drehbar	302.40
SBI	D81740	<input type="checkbox"/> Schiebebügel, winkel- und höheneinstellbar	540.80
SBI	D41074	<input type="checkbox"/> Rollstuhl-Befestigungskit für Autotransport	252.80
SBI	D21032	<input type="checkbox"/> Sitzkantelung-Begrenzungsschiene (keine negative Kantelung nach vorne)	86.40
SBI	D43032	<input type="checkbox"/> Sitzkantelungssperre Tilt lock (zur stufenlosen Fixierung des Sitzwinkels)	510.40
	D21075	<input type="checkbox"/> Empfohlene Konfiguration bei Autotransport für Nutzer über 185 cm (inkl. Rückenhöhe 60 cm, 50 cm vertikales Kopfstützenrohr und Kopfstützenadapter aus Aluminium)	955.20
SBI	D21020	<input type="checkbox"/> Auslösehebel Sitzkantelung montiert auf Armlehne L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> Beide Funktionen auf einer Seite, bieten wir als Sonderbaulösung an	414.40
SBI	D21040	Auslösehebel Rückenkantelung montiert auf Armlehne L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> Beide Funktionen auf einer Seite, bieten wir als Sonderbaulösung an. Zusammen mit Free Rückenzyylinder D82226-D82237 nur als Sonderbau.	414.40
SBI	SONDER	Sondersitztiefe inkl. Rahmenverlängerung, dynamischer Sitzplatte und längeres Kissen <input type="checkbox"/> 52,5 cm <input type="checkbox"/> 55 cm <input type="checkbox"/> 57,5 cm	Preis auf Anfrage
SBI	D21022	<input type="checkbox"/> Abwaschbarer Bezug Easy Care (nicht möglich bei VB Venti, Netti Sit °C, Kyphotic, Contour und Ride Kissen)	0.00
SBI	D40501	<input type="checkbox"/> Erweiterung der SB um 1,2 cm je Seite für Standardräder (nur SB 35-45)	958.40
SBI	D40502	<input type="checkbox"/> Erweiterung der SB um 1,2 cm je Seite für TBB-Räder (nur SB 35-45)	958.40
SBI	SONDER	<input type="checkbox"/> SB-Reduzierungspolster (reduziert die SB um 2 x 2,5 cm) inkl. einer Sitzplatte im Sonderbau mit Aussparung, um die Bewegung der dynamischen Sitzeinheit zu erlauben. Aus diesem Grund wird das Sitzkissen auch in einer schmaleren Größe geliefert.	Preis auf Anfrage
SBI		Bodypoint - Elastisches Universalband	272.00
	D45084	<input type="checkbox"/> S (Höhe 8 cm – 142 cm lang, kann abgekürzt werden)	
	D45085	<input type="checkbox"/> L (Höhe 11 cm – 142 cm lang, kann abgekürzt werden)	
	D45086	<input type="checkbox"/> XL (Höhe 15 cm – 142 cm lang, kann abgekürzt werden)	

ALUREHAB Vertriebs- und Servicepartner Schweiz: Rehasys AG, Roggenstrasse 3, CH-4665 Oftringen
Tel. 061 487 94 44, Fax 061 487 94 49, info@rehasys.ch

OPTIONEN FÜR SAUERSTOFF- UND BEATMUNGSVERSORGUNGEN

SBI	D21186	<input type="checkbox"/>	Universalgerätehalter T: 34,8 cm / B: SB minus 3,6 cm / Max. Belastung 10kg ! Bitte beachten: Nur begrenzt/eingeschränkt für Autotransport zugelassen. Für weitere Information sehen Sie bitte die Anleitung vom Universalgerätehalter auf unserer Homepage.	2'715.20
SBI	D21187	<input type="checkbox"/>	2. Trägerebene für Universalgerätehalter (nur mit D21186) T: 19,3 cm / B: SB minus 3,7 cm / H (freier Raum): 23,7 cm	718.40
SBI	D42900	<input type="checkbox"/>	Extra Fixationswinkel für Zusatzgeräte (4 Stück)	374.40

BREMSEN

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Kniehebelbremsen auf dem unteren Rohr – 24 cm Hebel	0.00
	D21010	<input type="checkbox"/>	Trommelbremse mit Steckachse	366.40
SBI	D27282	<input type="checkbox"/>	Einhandbremse rechts (nur in Kombination mit Trommelbremse)	540.80
SBI	D27283	<input type="checkbox"/>	Einhandbremse links (nur in Kombination mit Trommelbremse)	540.80

RÜCKENEINHEIT (für Gurtsysteme siehe Seite 9)

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Rückenkissen Netti Smart (seitliche Führungspolster 12 cm) – 3D Bezug	0.00
	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Rückenhöhe 50 cm (inkl. anpassbare Klett Rückenlehne)	0.00
	D21006	<input type="checkbox"/>	Rückenhöhe 60 (inkl. Rückenverlängerung und längerem Rückenkissen) – 18.99.99.0099	470.40
	D44992	<input type="checkbox"/>	Anpassbarer Velcro Rücken mit Aussparung für Seitenpelotten	377.60
	D27376	<input type="checkbox"/>	Seitenpelotte Korrektur links - für Netti Smart (Höhen-, Seiten- und Körperanpassbar)	308.80
	D27378	<input type="checkbox"/>	Seitenpelotte Korrektur rechts - für Netti Smart (Höhen-, Seiten- und Körperanpassbar)	308.80
SBI	D27542	<input type="checkbox"/>	Polsterung für Gestänge Seitenpelotte Korrektur, Paar	156.80
SBI	D21023	<input type="checkbox"/>	Netti Stabil (seitliche Führungspolster 17 cm) – 3D Bezug – 18.99.99.0099	795.20
SBI	D21123	<input type="checkbox"/>	Netti Super Stabil (seitliche Führungspolster 17 cm, verstärkt) – 3D Bezug – 18.99.99.0099	926.40
SBI	D20630	<input type="checkbox"/>	Netti Kyphotic – 3D/Mars Bezug – 18.99.99.0099 – nur bei RH 50 cm möglich	1'067.20
	D26831	<input type="checkbox"/>	Laterale Unterstützung Stabil links – für Netti Stabil, Super Stabil und Kyphotic	350.40
	D26844	<input type="checkbox"/>	Laterale Unterstützung Stabil rechts – für Netti Stabil, Super Stabil und Kyphotic	350.40
	D27541	<input type="checkbox"/>	Polsterung für laterale Unterstützung Stabil, Paar	214.40
SBI	D27700	<input type="checkbox"/>	Feste Rückeneinheit Aluminium, RH 50 cm – 18.99.99.0099	531.20
SBI	D27701	<input type="checkbox"/>	Feste Rückeneinheit Aluminium, RH 60 cm (inkl. D21006) - 18.99.99.0099	1'113.60
SBI	D21042	<input type="checkbox"/>	Lendenwirbelkissen, klettbar	262.40

SBI	D21084	<input type="checkbox"/>	Rückenkeil für seitliche Anpassung	262.40
-----	--------	--------------------------	------------------------------------	--------



NEU:
Erweitertes Sitz- und Positionierungsmanagement:
Ride Designs – Lösungen (Sitz & Rücken) für eine
noch stabilere Körperhaltung, noch mehr Mobilität/
Funktionalität und einen stark verbesserten
Hautschutz (Dekubitusprophylaxe). HMV-Nr. ist
beantragt. Bitte separates Bestellblatt nutzen.

SITZEINHEIT

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Sitzkissen Netti UNO mit 3D Bezug	0.00
	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Sitzeinheit mit dynamischer Sitzplatte	0.00
SBI	D21048	<input type="checkbox"/>	Netti Dry Inkontinenz-Überbezug für Sitzkissen	339.20
SBI	D21007	<input type="checkbox"/>	Netti SIT Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzschutzbezug unter dem 3D Bezug - 18.99.99.0199	569.60
SBI	D21017	<input type="checkbox"/>	Netti Sit °C Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzschutzbezug unter dem temperaturregulierendem 3D Bezug - 18.99.99.0199	795.20
SBI	D19730	<input type="checkbox"/>	Netti Contour Sitzkissen mit 3D Bezug, für Sitzbreite 50-55 cm nur in begrenzten Sitztiefen erhältlich (siehe Ersatzteilkatalog) und nicht für SB 60 cm erhältlich - 18.99.99.0199	376.00
SBI	D63400	<input type="checkbox"/>	Vital Base VENTI, AD-Sitzkissen mit 3D-Aussenbezug - HMV-Nr.: 11.39.01.1021 – 18.99.99.0199	702.40
SBI	D27490	<input type="checkbox"/>	Abduktionskeil klein (B: 8 cm x L: 14 cm x H: 8 cm)	376.00
	D27491	<input type="checkbox"/>	Abduktionskeil mittel (B: 11 cm x L: 15 cm x H: 8 cm)	376.00
SBI	D27492	<input type="checkbox"/>	Abduktionskeil groß (B: 14 cm x L: 17 cm x H: 8 cm)	376.00

BEINSTÜTZEN (für dynamische Beinstützen [D] siehe Seite 2)



[A]

[B]


[C]

[D]


	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	[A] Manuelle winkelregulierbare Beinstützen mit -automatischem Beinlängenausgleich -Höhen- und tiefenverstellbare Wadenplatten -Höhen- und winkelverstellbare Fußplatten	0.00
--	----------	-------------------------------------	--	------

SBI	D88600	<input type="checkbox"/>	[B] Netti Grandis winkelregulierbare Positionierungsbeinstützen für ein komplexes, individuelles Versorgungskonzept. Reduziert den Druck und die Scherkräfte. Zeichnet sich durch einfache Handhabung a.G von Handgriffen, ablesbare Skalen und konisch geformte Ausziehstücke aus. Winkelregulierbar inkl. Winkelbegrenzer und vielfach einstellbare Waden- und Fussplatten.	1'579.20
SBI	D24005	<input type="checkbox"/>	[C] Universalbeinstützen mit Kniewinkeleinstellung, einstellbar unter 90° für kontrakte Beinsituationen bei Kantelung der Sitzeinheit im Schiebemodus optimal mit D20664 = Abstandsstücke für Lenkräder – 18.99.99.0399 (ohne Wadenplatten)	187.20

Zubehör für Netti Grandis Beinstützen

SBI		Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert inkl. Montagesatz		
		<input type="checkbox"/> D88863 S (L: 17-20 cm)		468.80
		<input type="checkbox"/> D88864 M (L: 19-23 cm)		468.80
		<input type="checkbox"/> D88865 L (L: 22-29 cm)		484.80
		<input type="checkbox"/> D88866 XL (L: 28-33 cm)		518.40
SBI	D88602	<input type="checkbox"/>	Wadenplattenpolster extraweich (3D oder EC Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls)	304.00
SBI	D88606	<input type="checkbox"/>	Knienpolster beim Kniegelenk/Oberschenkel	86.40
SBI	D88607	<input type="checkbox"/>	Knienpolster für den oberen Unterschenkel - (3D oder EC Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls)	163.20
SBI	D21745	<input type="checkbox"/>	Polster für Wadenplattenwinkel - Paar - Skai Bezug	78.40
SBI	D88604	<input type="checkbox"/>	Winkelbegrenzer (ermöglicht Begrenzung nach oben) montiert	92.80
	D88014	<input type="checkbox"/>	Fußfixationsband, Paar inkl. Montagesatz	339.20
SBI	D88603	<input type="checkbox"/>	Durchgehendes Fussbrett – hochklappbar und verriegelbar	555.20
SBI	D88605	<input type="checkbox"/>	Fusskasten – gepolstert mit Skai Bezug	1'046.40
SBI	D21293	<input type="checkbox"/>	Wadenband m. Polsterung	126.40
SBI	D86900	<input type="checkbox"/>	Bodypoint Wadenband M	259.20
SBI	D86901	<input type="checkbox"/>	Bodypoint Wadenband L	259.20

Zubehör für manuell winkelregulierbare oder Universal-Beinstützen

	D88211	<input type="checkbox"/>	Beinstützenoberteile winkelregulierbar mit Hebel statt Sterngriff für einfache Winkeleinstellung nur für winkelregulierbare Beinstützen	128.00
SBI		Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert inkl. Montagesatz		
		<input type="checkbox"/> D44863 S (L: 17-20 cm)		340.80
		<input type="checkbox"/> D44864 M (L: 19-23 cm)		340.80
		<input type="checkbox"/> D44865 L (L: 22-29 cm)		356.80
		<input type="checkbox"/> D44904 XL (L: 28-33 cm)		390.40
SBI	D80087	<input type="checkbox"/>	Tiefenverstellbares Scharnier für Fussplatten (5 cm insgesamt) - vormontiert	710.40
SBI	D21008	<input type="checkbox"/>	Gasdruckfeder nur für winkelregulierbare Beinstützen	1'404.80
SBI	D21081	<input type="checkbox"/>	Extra Abduktion bei Beinstützen (+ 5 cm, nicht bei SB 43)	608.00

SBI	D20828	<input type="checkbox"/>	Amputationsstütze links	569.60
SBI	D20827	<input type="checkbox"/>	Amputationsstütze rechts	569.60
	D21044	<input type="checkbox"/>	Durchgehendes Fussbrett	459.20
SBI	D21041	<input type="checkbox"/>	Fusskasten, gepolstert	734.40
SBI	D24000	<input type="checkbox"/>	Wadenplatte nach hinten abklappbar, Paar	264.00
SBI	D21745	<input type="checkbox"/>	Polster für Wadenplattenwinkel - Paar - Skai Bezug	78.40
SBI	D41617	<input type="checkbox"/>	Wadenplattenpolster extraweich - Paar - 3D oder EC Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls	304.00
SBI	D28453	<input type="checkbox"/>	Fußplattenpolsterung - Paar - Skai Bezug	430.40
SBI	D86900	<input type="checkbox"/>	Bodypoint Wadenband M	259.20
SBI	D86901	<input type="checkbox"/>	Bodypoint Wadenband L	259.20

ARMLEHNEN

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Abnehmbare, höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen (39,5 cm)	0.00
	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Armlehnenpolster 385 x 58 mm	0.00
	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Armlehnen mit Handschutz	0.00
SBI	D21077	<input type="checkbox"/>	Armlehnenpolster 420 x 80 mm für SB 35-50 cm	179.20
SBI	D21078	<input type="checkbox"/>	Armlehnenpolster 445 x 70 mm	179.20
SBI	D21079	<input type="checkbox"/>	Armlehnenpolster 525 x 80 mm	179.20
SBI	D41649	<input type="checkbox"/>	Extraweiche Polster für Standardarmpolster - Paar - 3D oder EC Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls (nicht möglich mit Therapietisch)	158.40
SBI	D41650	<input type="checkbox"/>	Extraweiche Polster für Armpolster D21077 - Paar - 3D oder EC Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls (nicht möglich mit Therapietisch)	196.80
SBI	D23003	<input type="checkbox"/>	Hemiplegie-Armlagerungskissen, Stück	313.60
SBI	D22185	<input type="checkbox"/>	Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, links (nicht möglich mit Therapietisch)	473.60
SBI	D22186	<input type="checkbox"/>	Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, rechts (nicht möglich mit Therapietisch)	473.60



NEU:
Antriebshilfe oder Greifring-gesteuerte Antriebseinheit - direkt bei Netti zusammen mit dem Komfortrollstuhl bestellen.
HMV-Nummer: 18.99.05.1014 + 18.99.08.1013
Bitte separates Bestellblatt nutzen.

ANTRIEBSRÄDER

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Antriebsräder 24 x 1 3/8" Flexel	SH1 <input type="checkbox"/> 46,0 cm	SH2 <input type="checkbox"/> 49 cm	0.00
			Mögliche Lenkräder	7"	7 & 8"	
SBI	D20831	<input type="checkbox"/>	Einhandantrieb mit Steckachse (24x1 3/8 TBB) - links			2'635.20
	D20832	<input type="checkbox"/>	Einhandantrieb mit Steckachse (24x1 3/8 TBB) - rechts			
			Nur bis 150 kg zugelassen			

ALUREHAB Vertriebs- und Servicepartner Schweiz: Rehasys AG, Roggenstrasse 3, CH-4665 Oftringen
Tel. 061 487 94 44, Fax 061 487 94 49, info@rehasys.ch

	D22008	<input type="checkbox"/>	Antriebsräder Luft, nur 24 1 3/8 möglich						94.40
	D81006	<input type="checkbox"/>	Antriebsräder 24 x 1 3/8 HD Schwerlasträder						660.80
	D22007	<input type="checkbox"/>	Antriebsräder 22 x 1 3/8" PU Mögliche Lenkräder	SH2	46,5 cm	<input type="checkbox"/>		7 & 8"	211.20
	D21035	<input type="checkbox"/>	Antriebsräder 12½" mit TBB Flexel Mögliche Lenkräder	SH2	48 cm	<input type="checkbox"/>		7 & 8"	552.00
	D22035	<input type="checkbox"/>	Antriebsräder 16" mit TBB PU Mögliche Lenkräder	SH2	48,5cm	<input type="checkbox"/>		7"	552.00
SBI	D22010	<input type="checkbox"/>	Antriebsräder 26 x 1 3/8" Flexel Mögliche Lenkräder (Nur zugelassen bis 145 kg)	SH1 <input type="checkbox"/>	48,5 cm	SH2 <input type="checkbox"/>	51,5 cm	7 & 8" 8"	219.20
	D22009	<input type="checkbox"/>	Hand- und Speichenschutz – Transparent, Paar – für 22" + 24"						220.80
SBI	D22013	<input type="checkbox"/>	Greifreifenüberzüge, Paar (nicht kombinierbar mit D81006)						179.20

LENKRÄDER

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Lenkräder: 7" – 175 x 45 Flexel						0.00
	D21012	<input type="checkbox"/>	Lenkräder: 7" – 175 x 45 Luft						126.40
	D21026	<input type="checkbox"/>	Lenkräder: 8" – 200 x 50 Flexel						126.40
SBI	D20664	<input type="checkbox"/>	Abstandsstücke für Lenkräder (optimal in Kombination mit Universal-Beinstützen D24005 bei kontrakten Beinsituationen oder zum leichteren Trippeln bei Hemiplegie)						252.80

KOPFSTÜTZEN (für die dynamische Kopfstütze siehe Seite 3)



			A	B	C	D	E	F		
SBI	D82025	<input type="checkbox"/>	Kopfstützenadapter Aluminium (Standard bei der dynamischen Kopfstütze D82746)							358.40
	D20575	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze A, mit Seitenführung							336.00
SBI	D82566	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze A mit Seitenführung und Stirnband							408.00
	D20574	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze B, oval							336.00
	D20573	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze C, rechteckig							336.00
	D20576	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze D, Komfort mit druckverteilenden Eigenschaften							428.80
SBI	D27575	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze E mit justierbaren Seitenteilen						Preis auf Anfrage	
SBI	D27579	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze E mit kürzerer Seitenführung rechts						Preis auf Anfrage	
SBI	D27580	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze E mit kürzerer Seitenführung links						Preis auf Anfrage	
SBI	D27576	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze F mit Kinnunterstützung						Preis auf Anfrage	
SBI	D21027	<input type="checkbox"/>	Waagerechtes Kopfstützenrohr + 10 cm (Länge 25 cm)							126.40
SBI	D21028	<input type="checkbox"/>	Waagerechtes Kopfstützenrohr + 23 cm (Länge 38 cm)							142.40
SBI	D21054	<input type="checkbox"/>	Senkrechtes Kopfstützenrohr + 15 cm (Länge 50 cm)							126.40

SBI	D23004	<input type="checkbox"/>	Komfortkissen für Typ C - abnehmbar, Mars Bezug	259.20
	D23012	<input type="checkbox"/>	Abwaschbarer Bezug Easy Care für Kopfstütze A, B, C - abnehmbar	126.40
	D23013	<input type="checkbox"/>	Bezug 3D für Kopfstütze A, B, C – abnehmbar	126.40
SBI	D23015	<input type="checkbox"/>	Graues Kopfkissen, quadratisch mit Gummiband, Mars Bezug	342.40
SBI	D23017	<input type="checkbox"/>	Kopfstützenstabilisator für SB 35-50 cm (empfohlen bei Autotransport, nicht kompatibel mit D82025 + D82746)	412.80



SBI	D45372	<input type="checkbox"/>	[A] Savant Kopfstütze inkl. Stirnband, Small – Höhe 13 cm Stirn 46-56 cm - ½ Umfang hinter den Ohren 15-18 cm Innenmaß entlang der oberen Unterstützung: 30 cm Innenmaß entlang der mittigen Unterstützung: 18 cm (nicht für Autotransport zugelassen)	Preis auf Anfrage
SBI	D45374	<input type="checkbox"/>	[A] Savant Kopfstütze inkl. Stirnband, Erwachsene – Höhe 15 cm Stirn 56-61 cm - ½ Umfang hinter den Ohren 20-30 cm Innenmaß entlang der oberen Unterstützung: 36 cm Innenmaß entlang der mittigen Unterstützung: 20 cm (nicht für Autotransport zugelassen)	Preis auf Anfrage
SBI	D45373	<input type="checkbox"/>	[B] Seitenführungen für Savant Kopfstütze. Für extra laterale Unterstützung. Für die oberen Arme der Kopfstütze. Nicht kompatibel mit dem Stirnband.	Preis auf Anfrage
SBI	D45375	<input type="checkbox"/>	Waagrechtes Kopfstützenrohr + 10 cm (Länge 25 cm)	Preis auf Anfrage
SBI	D45368	<input type="checkbox"/>	[C] Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion, ermöglicht eine seitliche Drehung von 60°. Nur für Savant Kopfstützen. (nicht für Autotransport zugelassen)	Preis auf Anfrage
SBI	D45376	<input type="checkbox"/>	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion, ermöglicht eine seitliche Drehung von 90°. Nur für Savant Kopfstützen. (nicht für Autotransport zugelassen)	Preis auf Anfrage
SBI	D89558	<input type="checkbox"/>	[C] Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion, ermöglicht eine seitliche Drehung von 60°. Nur für Netti Kopfstützen. (nicht für Autotransport zugelassen)	Preis auf Anfrage
SBI	D89559	<input type="checkbox"/>	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion, ermöglicht eine seitliche Drehung von 90°. Nur für Netti Kopfstützen. (nicht für Autotransport zugelassen)	Preis auf Anfrage

THERAPIETISCHE

Beachten Sie bitte, dass die Verwendung eines Tisches in Zusammenhang mit einer dynamischen Sitzeinheit nicht empfohlen werden kann. Da ein Tisch statisch ist und es in Zusammenspiel mit einer dynamischen Sitzeinheit zu einer Verletzung führen kann.

	D21059	<input type="checkbox"/>	Therapietisch für Sitzbreite 35-50 cm (bei SB 50 + Armpolster D21077, muss Tisch D21063 gewählt werden)	312.00
	D21063	<input type="checkbox"/>	Therapietisch für Sitzbreite 55-60 cm (erforderlich bei SB 50 + Armpolster D21077)	380.80

ALUREHAB Vertriebs- und Servicepartner Schweiz: Rehasys AG, Roggenstrasse 3, CH-4665 Oftringen
Tel. 061 487 94 44, Fax 061 487 94 49, info@rehasys.ch

SBI	D21050	<input type="checkbox"/>	Therapietisch für Sitzbreite 35-50 cm, verstärkt (nicht möglich bei SB 50 cm und Armpolster D21077)	569.60
SBI	D24001	<input type="checkbox"/>	Therapietisch für Sitzbreite 35-50 cm, abschwenkbar (nicht möglich bei SB 50 cm und Armpolster D21077)	387.20
SBI	D24002	<input type="checkbox"/>	Therapietisch für Sitzbreite 35-50 cm, verriegelbar (nicht möglich bei SB 50 cm und Armpolster D21077)	387.20
SBI	D21052	<input type="checkbox"/>	Polsterung für Therapietischplatte	180.80
SBI	D23006	<input type="checkbox"/>	Gepolsterte Halbtisch Armlehne, links	612.80
SBI	D23005	<input type="checkbox"/>	Gepolsterte Halbtisch Armlehne, rechts	612.80

ZUBEHÖR DIVERSE

SBI	D21087	<input type="checkbox"/>	Klinikkit (Werkzeug und Rändelschrauben statt Inbusschrauben für winkelregulierbare Beinstützen)	169.60
SBI	D21239	<input type="checkbox"/>	Werkzeugkit	142.40
	D42269	<input type="checkbox"/>	Rollstuhl tasche	224.00
	D41987	<input type="checkbox"/>	Infusionsständer (Zur Montage am Rückenquerrohr)	476.80

GURTSYSTEME VON BODYPOINT & NETTI

Gurte und Zubehör für den Rücken



[A]



[B]



[C]



[D]



[E]

SBI	D86890	<input type="checkbox"/>	H-Gurt Adapter Kit (empfohlen für alle Oberkörpergurtsysteme) [A]	400.00
SBI	D20881	<input type="checkbox"/>	H-Gurt, gepolstert mit Verschluss [B]	363.20
SBI	D41645	<input type="checkbox"/>	Brust-Schulter Gurt [C]	280.00
SBI			Bodypoint Stayflex Brust-Gurt ohne Reißverschluss [D]	393.60
	D89805	<input type="checkbox"/>	XS (Schulterbreite 24-28 cm)	
	D86898	<input type="checkbox"/>	S (Schulterbreite 28-33 cm)	
	D86895	<input type="checkbox"/>	M (Schulterbreite 33-41 cm)	
	D86896	<input type="checkbox"/>	L (Schulterbreite 41-48 cm)	
SBI			Bodypoint PivotFit Brust-Gurt [E]	393.60
	D89802	<input type="checkbox"/>	XS (Schulterbreite 24-28 cm)	
	D89803	<input type="checkbox"/>	S (Schulterbreite 28-33 cm)	
	D86898	<input type="checkbox"/>	M (Schulterbreite 33-41 cm)	
	D86899	<input type="checkbox"/>	L (Schulterbreite 41-48 cm)	

NETTI CUSTOMIZED

Netti hat jahrelange Erfahrung mit individuellen Lösungen. Gerne machen wir Ihnen für Ihre Herausforderung ein Angebot.

HÄUFIG BESTELLTE SONDERANFERTIGUNGEN UND ZUBEHÖR

- Wadenplatte mit Sonderhalter für festfixierte Position
- Individuelle Rahmenfarbe – bitte RAL Nummer angeben
- Längere Wadenplatten – bitte Länge angeben
- Wadenplattenpolster im Sonderbau z.B: verlängert, extra weich oder aus Kunstleder (Skai)
- Fussbrett horizontal wegschwenkbar
- Verstärktes Fussbrett aus Aluminium




- Beinstützen-Endposition-Federung
nicht möglich bei D82318/9 verschiedene Oberschenkellängen



Dieses Zubehör wurde entwickelt, um die Bein-Bewegung bei Nachlassen einer Spastizität abzufedern. Dies verhindert starke Schläge gegen den Rollstuhlrahmen. Auch anzuwenden bei motorisch sehr unruhigen Patienten mit stetigen Beinbewegungen.

- Kniewinkeldämpfer

Dieses Zubehör wirkt wie ein Geschwindigkeits-Begrenzer, um die eventuell sehr schnellen Beinbewegungen sowie die Stärke bei einer Extension und auch Flexion abzumildern.




Bitte beschreiben Sie uns Ihren aktuellen Fall und wie eine Lösung aussehen könnte. Gerne lassen Sie uns auch Foto oder Videomaterial zukommen. Um die optimale Lösung anzubieten, geben Sie uns bitte genaue Angaben zum Nutzer, wie z.B. eine evt. Diagnose, Nutzergewicht und/oder das genaue Bewegungsmuster.

Bitte Nutzergewicht angeben:

Bitte informieren Sie uns über alle Besonderheiten des Wohnumfeldes. Geben Sie uns z.B. die maximalen Maße des Rollstuhls an: Breite _____ cm Länge _____ cm (z. B. wg. Badezimmer-Tür o.ä.)

ALUREHAB Vertriebs- und Servicepartner Schweiz: Rehasys AG, Roggenstrasse 3, CH-4665 Oftringen
Tel. 061 487 94 44, Fax 061 487 94 49, info@rehasys.ch

Zeichnen Sie gerne die genauen Masse und die genaue Ausführung des jeweiligen Zubehörs, z.B. anhand der Beispielskizzen unten.



TECHNISCHE DATEN


Sitzkantelung	-9° bis +16° mit doppelter Gasdruckfeder
Rückenkantelung	Hängt von der Wahl des Rückenzyinders ab
Gesamtbreite des Rollstuhls	Sitzbreite + 22 cm (Std. Räder/TBB-Räder) / +19 cm (12" TBB-Räder)
Gesamtlänge	102 cm mit Beinstützen
Gesamthöhe	105 cm
Abstand Armlehne bis Sitzplatte	Min. 18,5 cm / Max. 32,5 cm
Gewicht des Rollstuhls	Ca. 36 kg (ohne Kissen)
Rahmenfarbe	Silber
Bezugsvariante	3D Bezug (optional abwaschbarer Easy Care Bezug)
Crashtest	ISO 7176-19 (160 kg)

Sitzhöhen – OHNE Sitzkissen – gemessen vom Boden bis Kante Sitzplatte

Hinterradgröße	12 1/2"		16"		22"		24"		26" (nur bis 145 kg)	
Obere Position/ Größe V.Rad							46 cm	7"		
Mittlere Position/ Größe V.Rad										
Untere Position/ Größe V.Rad	48 cm	7 & 8"	48,5 cm	7"	46,5 cm	7 & 8"	49 cm	7 & 8"	48,5 cm 51,5 cm	7 & 8" 8"

Beinstützen Typ	Min. Unterschenkellänge	Max. Unterschenkellänge
Winkelregulierbare Beinstütze	32 cm	68 cm
Universalbeinstütze mit Kniewinkeleinstellung	36 cm	50 cm
Netti Grandis Beinstütze	36 cm	64 cm

ALUREHAB Vertriebs- und Servicepartner Schweiz: Rehasys AG, Roggenstrasse 3, CH-4665 Oftringen
Tel. 061 487 94 44, Fax 061 487 94 49, info@rehasys.ch



Patienten-Aufmaß-Tabelle

- A Hüftbreite / Sitzbreite _____ cm
- B Oberschenkelänge / Sitztiefe _____ cm
- C Höhe der Armlehne _____ cm
- D Beinlänge / Sitzhöhe _____ cm
- E Rückenhöhe _____ cm
- F Rumpfbreite _____ cm

Massnahmen für Beckenstabilisator

Messen Sie die Breite des Beckens über den großen Trochantern. Falls die Breite zwischen 2 Größen fällt, bedenken Sie zusätzliche Faktoren wie z.B. Wachstum, Gewichtsveränderungen oder Bekleidung.

Länge der Gurtpolsterung	
XS	38 cm
M	46 cm
L	62 cm

Maß nehmen für Fußgelenk-Manschetten

Messen Sie den Umfang über dem Knöchel

S	= 17 - 20 cm
M	= 19 - 23 cm
L	= 22 - 29 cm
XL	= 28 - 33 cm

Schulterbreite	
XXS	21-24 cm
XS	24-28 cm
S	28-33 cm
M	33-41 cm
L	41-48 cm

Maßnahmen für Stayflex und PivoFit

Messen Sie die Schulterbreite. Falls die Breite zwischen 2 Größen fällt, bedenken Sie zusätzliche Faktoren wie z.B. Wachstum, Gewichtsveränderungen oder Bekleidung.

Wichtiger Hinweis zum Datenschutz:

Bitte verwenden Sie keine personenbezogenen Daten beim Ausfüllen dieses Bestellblattes. Verwenden Sie bitte eine anonyme Bestellnummer, um später die Bestellung, ein Angebot oder Sonstiges einer Person zuordnen zu können. Vielen Dank.

ALUREHAB Vertriebs- und Servicepartner Schweiz: Rehasys AG, Roggenstrasse 3, CH-4665 Oftringen
Tel. 061 487 94 44, Fax 061 487 94 49, info@rehasys.ch